

**Biatain® Silicone**

تفاوت بین فوم های رایج و بیاتین سیلیکون را دریابید

## چالش های شایع ترمیم زخم

بستر زخم  
تجمع ترشحات در بستر زخم




نشت ترشحات و تعویض مکرر پانسمان به علت سطح بالای اگزودا



نیاز به استفاده از پانسمان های پرکننده جهت پر کردن فضای زخم



لبه زخم  
آسیب به لبه و عدم تکثیر سلولی



خیس خوردگی لبه زخم




پوست اطراف زخم  
آسیب ناشی از تماس با ترشحات زخم




خیس خوردگی و آزدگی پوست اطراف زخم

اگر پانسمان فضای درون بستر را کاملاً پر نکند، فضای مرده بین پانسمان و بستر زخم ایجاد می شود.


- با فوم های رایج بین پانسمان و بستر زخم فضای مرده تشکیل می شود.
- فضای مرده موجب تجمع ترشحات شده و پیامد های زیر را به دنبال دارد:



فضای مرده زیر پانسمان موجب تجمع ترشحات شده و عواقب نامطلوبی به دنبال خواهد داشت



تجمع ترشحات منجر به رشد باکتری ها و افزایش خطر عفونت می شود



اگر ترشحات به لبه زخم و پوست اطراف آن نشت کند، باعث خیس خوردگی آن شده و ترمیم زخم به تعویق می افتد

## پانسمان با خاصیت شکل گیری با بستر زخم، شرایط ایده آل برای هر سه قسمت. زخم ایجاد می کند




پانسمان بستر زخم را پر می کند و شرایط ایده آل جهت ترمیم را بوسیله جذب و نگهداری ترشحات ایجاد می کند



لبه زخم جهت تکثیر سلولی و ترمیم ، مرطوب و سالم نگه داشته می شود



جذب و نگهداری ترشحات توسط پانسمان ریسک نشت آن را به حداقل می رساند و از پوست اطراف زخم در مقابل خیس خوردگی و آزدگی محافظت می شود




تکنولوژی سه بعدی فضای مرده را پر و از تجمع ترشحات پیشگیری می کند.



### شکل گیری (بستر زخم)

در تماس با ترشحات، فوم شکل بستر زخم را می گیرد و از تجمع ترشحات پیشگیری می کند.




### جذب عمودی ترشحات

ساختار مویرگی باعث جذب عمودی ترشحات می شود و محیط ایده آل جهت ترمیم زخم را ایجاد می کند.



### نگهداری ترشحات

ترشح در پانسمان قفل می شود و ریسک نشت و خیس خوردگی لبه های زخم و پوست اطراف آن، حتی تحت فشار کاهش می یابد.




## بیاتین تنها پانسمان با تکنولوژی سه بعدی


بیاتین سیلیکون با ساختمان منحصر به فرد سه بعدی، شکل بستر زخم را به خود گرفته، فضای مرده بین بستر زخم و پانسمان را پر می کند و با جلوگیری از تجمع ترشحات شرایط ایده آل جهت ترمیم به روش مرطوب را ایجاد می کند.




بیاتین سیلیکون تنها پانسمان با قابلیت شکل گیری فضای بستر زخم تا عمق ۲ سانتی متر است .




Biatain® Silicone



A




B



C

## تکنولوژی سه بعدی در مطالعه کلینیکی زخم فشاری

بیمار یک مرد ۲۸ ساله با ضایعه زخم فشاری روی ساق پای راست



طول: ۳۰ میلی متر | عرض: ۳۰ میلی متر | عمق: ۱۰ میلی متر

بستر زخم: بافت اسلافی با آگزودای متوسط



لبه زخم: سالم



پوست اطراف: خشک



بعد از پاکسازی و دبریدمان بستر زخم، به منظور جلوگیری از فضای مرده و کنترل مطلوب ترشحات بیاتین سیلیکون برای طول دوره درمان انتخاب و استفاده شد.



روز ۷



روز ۱۹



روز ۵۶

برای استفاده از تکنولوژی سه بعدی بیاتین سیلیکون و تجربه نتایج کلینیکی متفاوت و کسب اطلاعات بیشتر همین امروز با شرکت ایلینا درمان (نماینده انحصاری پانسمان های کلویلاست) تماس بگیرید.

# Biatain® Silicone portfolio

A perfect fit. Every time.

## Biatain Silicone



| Item no. | Size<br>in cm | Foam<br>size | Psc. |
|----------|---------------|--------------|------|
| 33434    | 7.5 x 7.5     | 4.5 x 4.5    | 10   |
| 33435    | 10 x 10       | 6.5 x 6.5    | 10   |
| 33436    | 12.5 x 12.5   | 8.5 x 8.5    | 10   |
| 33437    | 15 x 15       | 10 x 10      | 5    |
| 33438    | 17.5 x 17.5   | 13 x 13      | 5    |
| 33400    | 10 x 20       | 5.5 x 15.5   | 5    |
| 33401    | 10 x 30       | 5.5 x 25.5   | 5    |

## Biatain Silicone Sacral



| Item no. | Size<br>in cm | Foam<br>size | Psc. |
|----------|---------------|--------------|------|
| 33404    | 15 x 19       | 10.9 x 14    | 5    |
| 33405    | 25 x 25       | 17 x 17.2    | 5    |

## Biatain Silicone Heel



| Item no. | Size<br>in cm | Foam<br>size | Psc. |
|----------|---------------|--------------|------|
| 33406    | 18 x 18       | 14 x 13.2    | 5    |

## Biatain Silicone Multishape



| Item no. | Size<br>in cm | Foam<br>size | Psc. |
|----------|---------------|--------------|------|
| 33408    | 14 x 19.5     | 7.5 x 12.1   | 5    |

## Biatain Silicone Lite



| Item no. | Size<br>in cm | Foam<br>size | Psc. |
|----------|---------------|--------------|------|
| 33452    | 5.5 x 5.5     | 2.2 x 2.2    | 5    |
| 33453    | 5 x 12.5      | 2.2 x 9.7    | 5    |
| 33444    | 7.5 x 7.5     | 4.5 x 4.5    | 10   |
| 33445    | 10 x 10       | 6.5 x 6.5    | 10   |
| 33446    | 12.5 x 12.5   | 8.5 x 8.5    | 10   |

## Biatain Silicone Ag



| Item no. | Size<br>in cm | Foam<br>size | Psc. |
|----------|---------------|--------------|------|
| 39636    | 7.5 x 7.5     | 4.5 x 4.5    | 5    |
| 39637    | 10 x 10       | 6.5 x 6.5    | 5    |
| 39638    | 12.5 x 12.5   | 8.5 x 8.5    | 5    |
| 39639    | 15 x 15       | 10.5 x 10.5  | 5    |
| 39640    | 17.5 x 17.5   | 13 x 13      | 5    |



## **Biatain® Silicone**

A perfect fit. Every time



## **Biatain®**

Lets make every day count.  
Superior absorption - Faster healing



Superior  
Absorption®

## **Comfeel® Plus Transparent**

The **protection** you know.  
The **user-friendliness** you need.  
**Something is changed**



## **Biatain®** *Alginate*

Superior absorption for sloughy wounds and cavity filling

